

Anti-Myl1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P05976

Artikelnummer: CM0024714

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen MYL1, validiert für WB und ELISA. Reaktiv mit Proben von Mensch, Maus und Ratte.

Vorhergesagtes Molekulargewicht 21 kDa. Ideal für die Skelettmusikforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYL1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	MLC1; MLC-1; MLC1F; MLC3F; CMYP14; MLC1/3; MYOFTA; MYL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4632
GenID	4632
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-150 des humanen MYL1 (NP_524146.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05976
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel