

## Anti-Myl12A Poliklonale Antikörper Für Wb - P19105

Artikelnummer: CM0025727

### Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes MYL12A (MLC-2B), validiert für Western Blot und ELISA. Rekombinantes Immunogen, das Aminosäuren 92-171 umfasst. Ideal für die Untersuchung der Myosinregulation und Zellmotilität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | MYL12A Kaninchen pAb                                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Aliase | MLCB, MRCL3, MRLC3, MYL2B, MLC-2B, HEL-S-24, MYL12A                                                                                                  |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                               |
| GeneID (Mensch)    | 10627                                                                                                                                                |
| GeneID             | 10627                                                                                                                                                |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein   Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 92-171 von humanem MYL12A (NP_006462.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                            |
| Kategorie          | Poliklonale Antikörper                                                                                                                               |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität   | Mensch                                                                                                                                               |
| SWISS              | P19105                                                                                                                                               |
| Proteinmasse       | 20kDa                                                                                                                                                |
| Versand            | Eispackung                                                                                                                                           |