

Anti-Myl2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P10916

Artikelnummer: CM0015303



Einführung

MYL2 Rabbit pAb detektiert spezifisch die ventrikuläre/kardiale Myosin-Regulator-Leichtkette 2 in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für WB-, IF-P- und ELISA-Anwendungen in der Forschung zu Herzmuskelkontraktion und Kardiomyopathie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYL2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4633
GeneID	4633
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-166 von humanem MYL2 enthält (NP_000423.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P10916
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eistasche