

Anti-Myl3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08590

Artikelnummer: CM0028959



Einführung

MYL3 Kaninchen polyklonaler Antikörper (P08590) validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung an Herzmuskel und Myosin. Einzellieferung von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	CMH8, VLC1, VLCL, MLC1V, MLC1SB, MLC-IV/sb, MYL3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4634
GenID	4634
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-195 des menschlichen MYL3 (NP_000249.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08590
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel