

Anti-Myl6B Kaninchen-Polyclonale Antikörper (Ko Validiert) Für Wb Und Elisa - P14649

Artikelnummer: CM0023137



Einführung

MYL6B (MLC15A) kaninchen-polyclonale Antikörper, KO validiert, für Western Blot und ELISA. Geeignet für Forschung an Mensch, Maus und Ratte zur Myosin-Leichtketten-Funktion und Muskelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] MYL6B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MLC15A; 6B
Spezies	Mensch
GenID	140465
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-208 des menschlichen MYL6B (NP_002466.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14649
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel