

Anti-Myl9 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P24844

Artikelnummer: CM0011354

Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen MYL9, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliche und murine Myosin-Regulator-Leichtkette 9 (P24844), einen Schlüsselregulator der glatten Muskulatur und nicht-muskulären Kontraktilität. Geeignet für Zytoskelett- und Zellmotilitätsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYL9 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; MYL9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10398
Gen-ID	10398
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MYL9 (P24844) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P24844
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel