

Anti-Myl9 Kaninchen-Pak Für Wb, If-P, Elisa - P24844

Artikelnummer: CM0030134

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MYL9 (Myosin-regulatorische leichte Kette 9) für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF-P) und ELISA. Erkennt endogenes MYL9 in humanen, Maus- und Rattenproben. Nützlich für die Forschung an glatter Muskulatur und Zellmotilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MYL9 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; MYL9
Spezies	Human
GeneID (human)	10398
GeneID	10398
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MYL9 (NP_006088.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P24844
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel