

Anti-Mylip Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wy64

Artikelnummer: CM0026708



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen MYLIP (IDOL/MIR), eine E3-Ubiquitin-Ligase, die entscheidend für den Cholesterinstoffwechsel ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYLIP Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	MIR; IDOL; MYLIP
Spezies	Mensch
GeneID (human)	29116
GeneID	29116
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 266-445 des menschlichen MYLIP (NP_037394.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WY64
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel