

Anti-Myo10 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hd67

Artikelnummer: CM0015915



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MYO10 (Myosin-X), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Beteiligt an Filopodienbildung und aktinbasierter Motilität. Kreuzreagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYO10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MyoX; MYO10
Spezies	Human
GeneID (Human)	4651
GeneID	4651
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 845-944 von humanem MYO10 (NP_036466.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9HD67
Proteingewicht	237kDa
Versand	Eisbeutel