

Anti-Myo18A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92614

Artikelnummer: CM0027718

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes unkonventionelles Myosin-XVIIIa (MYO18A), kreuzreagierend mit Maus und Ratte. Validiert für WB und ELISA, ideal für die Forschung zu Golgi-Transport, Makrophagenfunktion und Zytoskelettdynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYO18A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAJN; TIAF1; MYSPDZ; SPR210; SP-R210; MYO18A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	399687
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1970-2054 von humanem MYO18A (NP_510880.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92614
Proteingewicht	233kDa
Versand	Eisbeutel