

Anti-Myo19 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96H55

Artikelnummer: CM0003787

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MYO19 (MYOHD1), validiert für Anwendungen in WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte und Affe. Geeignet für die Untersuchung von mitochondrialer Dynamik und Vererbung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYO19 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MYOHD1; MYO19
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80179
Gen-ID	80179
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 450-650 des humanen MYO19 (Q96H55) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	Q96H55
Proteingewicht	109 kDa
Versand	Eisbeutel