

Anti-Myo1C Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - 000159

Artikelnummer: CM0024813



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen menschliches MYO1C, validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Zielt auf ein unkonventionelles Myosin ab, das an Aktin-vermittelten Prozessen und der Transkription beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYO1C Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	NMI; MM1b; myr2; Myo1C; MMI-beta; MYO1C
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	4641
GenID	4641
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	000159
Proteingewicht	122 kDa
Versand	Eisbeutel