

Anti-Myo1C Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P - O00159

Artikelnummer: CM0007951



Einführung

Hochspezifischer MYO1C Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Aktin-Motorfunktion, Insulin-Signalgebung und Haarzelladaptation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYO1C Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NMI; MM1b; myr2; Myo1C; MMI-beta; MYO1C
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4641
GeneID	4641
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 769-1028 des menschlichen MYO1C (NP_001074248.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00159
Proteingewicht	122 kDa
Versand	Eisbeutel