

Anti-Myo1D Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 094832

Artikelnummer: CM0020259

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes MYO1D für WB und ELISA. Erkennt unkonventionelles Myosin-Id des Menschen und der Maus (116 kDa), ein Motorprotein, das am endosomalen Transport und an der Zilienpolarität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	MYO1D-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	myr4; PPP1R108; MYO1D
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4642
GeneID	4642
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 180–380 des humanen MYO1D entspricht (NP_001290209.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O94832
Proteingewicht	116 kDa
Versand	Kühlakku