

Anti-Myocd Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Izq8

Artikelnummer: CM0020051

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches MYOCD (Myokardin), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch und Ratte. Myokardin ist ein glatt-/kardiomyogener Transkriptionskoaktivator, der für die Kardiogenese und Myogenese essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYOCD Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MGBL; MYCD; MYOCD
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	93649
Gen-ID	93649
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 680-780 von menschlichem MYOCD (NP_705832.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8IZQ8
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel