

## Anti-Myof Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, Elisa - Q9Nzm1

Artikelnummer: CM0018172



### Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes MYOF (Myoferlin), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Kreuzreaktivität mit humanen und murinen Proben. Ideal für Studien zu Membranreparatur und endozytischem Recycling.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO validiert] MYOF Kaninchen pAb                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | HAE7; FER1L3; OF                                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| GenID (Mensch)    | 26509                                                                                                                     |
| GenID             | 26509                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-190 des humanen MYOF (NP_038479.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                              |
| SWISS             | Q9NZM1                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 235kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |