


Anti-Myoglobin Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02144

Artikelnummer: CM0006911



Einführung

Dieser kaninchenmonoklonale Antikörper gegen humanes Myoglobin (MYOSB; PVALB) ist für WB, IF-P, IHC-P, ELISA validiert und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Sauerstoffspeicherung, Nitritreduktase-Aktivität und Muskelgewebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Myoglobin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MYOSB; PVALB; Myoglobin
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4151
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2-154 des humanen Myoglobins (NP_005359.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P02144
Protein-Gewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel