


## Anti-Myoglobin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P02144

Artikelnummer: CM0026272



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Myoglobin, validiert für Western Blot, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Sauerstoffspeicherung und Muskelgewebe.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Myoglobin Kaninchen pAb                                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | MYOSB; PVALB; Myoglobin                                                                                                                               |
| Spezies           | Human                                                                                                                                                 |
| Gen-ID (Human)    | 4151                                                                                                                                                  |
| Gen-ID            | 4151                                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein - Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-154 von humanem Myoglobin (NP_005359.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                                    |
| SWISS             | P02144                                                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 17kDa                                                                                                                                                 |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                                             |