

Anti-Myosin Heavy Chain Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P12883 / P13533

Artikelnummer: CM0009434



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Myosin Heavy Chain (MYH7/MYH6) gerichtet ist, validiert in WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reagiert mit Maus, Ratte. Ideal für Muskel Forschung und IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Myosin heavy chain Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CMD1S; CMH1; MPD1; MYHCB; SPMD; SPMM; Myosin heavy chain
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4625/4624
GenID	4625/4624
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	monoclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P12883/P13533
Protein Gewicht	224 kDa
Versand	Eisbeutel