

Anti-Myotubularin (Mtm1) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13496

Artikelnummer: CM0017088

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches Myotubularin (MTM1) für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Nützlich für die Untersuchung des Phosphoinositid-Stoffwechsels, des endosomalen Traffickings und von Muskelerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTM1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CNM; CNMX; MTMX; XLMTM; MTM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4534
Gen-ID	4534
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 484-603 des menschlichen MTM1 (NP_000243.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13496
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Kühlakku