

Anti-Mypn Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Tc9

Artikelnummer: CM0022286

Einführung

Dieses kaninchen polyklonale Antikörper gegen MYPN (Myopalladin) ist für Western Blot (WB) und ELISA validiert und erkennt menschliches und murines MYPN. Geeignet für die Forschung zu Sarkomerstruktur und Muskelerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYPN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	MYOP; RCM4; CMH22; NEM11; CMD1DD; MYPN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84665
GenID	84665
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 des menschlichen MYPN (NP_115967.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q86TC9
Proteingewicht	145 kDa
Versand	Eispackung