

Anti-Mysm1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Vvj2

Artikelnummer: CM0024810



Einführung

MYSM1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für Deubiquitinase-Forschung, hämatopoetische Stammzellfunktion und Immunantwort-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYSM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	2ADUB; BMFS4; 2A-DUB; MYSM1
Spezies	Human
GeneID (Human)	114803
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 720-821 von humanem MYSM1 entspricht (NP_001078956.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q5VVJ2
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eistasche