

Anti-Myt1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q01538

Artikelnummer: CM0012971



Einführung

Hochwertiger anti-MYT1-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-MYT1, einem für die Entwicklung von Oligodendrozyten entscheidenden Transkriptionsfaktor. Ideal für neurowissenschaftliche und entwicklungsbiologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYT1-Kaninchen-Polyklonalantikörper
Bemerkungen/Alias	MTF1; MYT1; NZF2; PLPB1; ZC2H2C1; ZC2HC4A; C20orf36; MYT1
Art	Menschen
GeneID (Mensch)	4661
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 650-820 des humanen MYT1 (NP_004526.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01538
Proteingewicht	122 kDa
Versand	Icebag