


Anti-Mzb1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wu39

Artikelnummer: CM0014022



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MZB1 (pERp1, MEDA-7) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Funktionen von Proteinchaperonen im ER und der B-Zell-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MZB1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PACAP; pERp1; MEDA-7; MZB1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51237
GeneID	51237
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-189 des humanen MZB1 (NP_057543.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WU39
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku