

Anti-Mzf1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28698

Artikelnummer: CM0017496



Einführung

MZF1 Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, validiert in Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Protein-Immunogen, das auf den myeloiden Zinkfinger-1-Transkriptionsfaktor abzielt, der an der hämatopoetischen Differenzierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MZF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MZF-1; MZF1B; ZFP98; ZNF42; ZSCAN6; MZF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7593
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-350 von menschlichem MZF1 (NP_003413.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28698
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel