


Anti-Mzt2B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Nz67

Artikelnummer: CM0027445



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MZT2B (FAM128B), validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung der Zentrosomfunktion, Spindelbildung und Dynamik des Gamma-Tubulin-Ringkomplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MZT2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	FAM128B; MOZART2B; MZT2B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80097
GenID	80097
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-158 des humanen MZT2B (NP_079305.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6NZ67
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel