

Anti-N-Cadherin Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P19022

Artikelnummer: CM0014183

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches N-Cadherin (CDH2, Neurales Cadherin), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Zelladhäsion, Neurobiologie und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	N-Cadherin Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CDHN; NCAD; ACOGS; ADHD8; CD325; ARVD14; CDw325; N-Cadherin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1000
Gen-ID	1000
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 807-906 von menschlichem N-Cadherin (NP_001783.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P19022
Proteingewicht	100 kDa
Versand	Eisbeutel