

Anti-N-Myc/Mycn Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04198

Artikelnummer: CM0013299



Einführung

Validieren Sie die N-Myc/MYCN-Expression in Neuroblastomen und neuronalen Zellen mit diesem polyklonalen Kaninchenantikörper, geeignet für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	N-Myc/MYCN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	NMYC; ODED; MODED; N-myc; bHLHe37; MYCNsORF; MYCNsPEP; N-Myc/MYCN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4613
Gen-ID	4613
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 168-267 von menschlichem N-Myc/MYCN (NP_005369.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04198
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel