

Monoklonaler Anti-N-Wasp/Wasl-Antikörper Für Wb, Elisa - O00401

Artikelnummer: CM0006805



Einführung

Validierter monoklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für humanes N-WASP/WASL (O00401). Erkennt bei WB eine 55-kDa-Bande und ist für ELISA geeignet. Vorhergesagte Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Aktin-Zytoskelett und zur Zellmotilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	N-WASP/WASL-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	NWASP; WASPB; N-WASP; N-WASP/WASL
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8976
GeneID	8976
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 des humanen N-WASP/WASL (O00401) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00401
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku