


Anti-N-Wasp/Wasl-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00401

Artikelnummer: CM0028159



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches N-WASP/WASL gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen (aa 1-250). Ideal für Untersuchungen zur Aktin-Nukleation und zum Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	N-WASP/WASL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NWASP; WASPB; N-WASP; N-WASP/WASL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8976
GenID	8976
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von menschlichem N-WASP/WASL (NP_003932.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00401
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel