


Anti-N4BP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75113

Artikelnummer: CM0026329



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen N4BP1 (NEDD4-bindendes Protein 1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines N4BP1. Ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität und viralen Restriktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	N4BP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	N4BP1
Spezies	Maus
GeneID (human)	9683
GeneID	80750
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 190-590 von murinem N4BP1 (NP_085040.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O75113
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel