

Anti-N6Amt1/Hemk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5N5

Artikelnummer: CM0028414



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes N6AMT1/HEMK2 (KMT9) gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert ist; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Chromatinregulierung und Methyltransferasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	N6AMT1/HEMK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KMT9; MTQ2; PrmC; HEMK2; N6AMT; PRED28; C21orf127; m.HsaHemK2P; N6AMT1/HEMK2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29104
GenID	29104
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-186 von humanem N6AMT1/HEMK2 (NP_877426.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5N5
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel