

Anti-N6Amt1/Hemk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5N5

Artikelnummer: CM0018983



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane N6AMT1/HEMK2-Methyltransferase, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus; geeignet für Chromatin-Regulations- und Arsen-Toxizitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	N6AMT1/HEMK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KMT9; MTQ2; PrmC; HEMK2; N6AMT; PRED28; C21orf127; m.HsaHemK2P; N6AMT1/HEMK2
Spezies	Human
Gen-ID	29104
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9Y5N5
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eistasche