

Anti-Naa10-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-Phc, If/Icc, Elisa - P41227

Artikelnummer: CM0028477



Einführung

Hochwertiger Anti-NAA10-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Zielt auf menschliches NAA10 ab mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Acetylierungsforschung und Krebsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAA10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAA; TE2; ARD1; LZMS; NATD; ARD1A; ARD1P; OGDNS; hARD1; DXS707; MCOPS1; NAA10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8260
GenID	8260
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 161-235 von menschlichem NAA10 (NP_003482.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41227
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel