


Anti-Naa25-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14Cx7

Artikelnummer: CM0029941



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen NAA25 (NatB-Hilfsuntereinheit). Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der N-terminalen Proteinacetylierung und des Zellzyklusfortschritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAA25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NAP1; MDM20; C12orf30; NAA25
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80018
GenID	80018
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 703-972 von menschlichem NAA25 (NP_079229.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14CX7
Proteinmasse	112 kDa
Versand	Eisbeutel