


Anti-Naa40 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Uy6

Artikelnummer: CM0028721



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, spezifisch für humanes NAA40 (NatD), eine N-alpha-Acetyltransferase für Histone H4 und H2A. Validiert für Western Blot und ELISA. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAA40 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NatD; NAT11; PATT1; hNatD; NAA40
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79829
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-237 von humanem NAA40 (NP_079047.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86UY6
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel