

Anti-Naa50 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzz1

Artikelnummer: CM0026289



Einführung

N-alpha-Acetyltransferase 50 (NAA50)
Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zur N-terminalen Proteinacetylierung, Chromatin-Kohäsion und epigenetischen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAA50 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAN; MAK3; NAT5; NAT13; NAT5P; NAT13P; hNaa50p; NAA50
Spezies	Human
Gen-ID	80218
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-169 von humanem NAA50 (NP_079422.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZZ1
Protein-Gewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel