


Anti-Naa50 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzz1

Artikelnummer: CM0028401



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NAA50 (Q9GZZ1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung von N-terminaler Acetylierung und Schwesterchromatid-Kohäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAA50 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAN; MAK3; NAT5; NAT13; NAT5P; NAT13P; hNaa50p; NAA50
Spezies	Human
Gen-ID	80218
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-169 von humanem NAA50 (NP_079422.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZZ1
Protein-Gewicht	19kDa
Versand	Eistasche