


Anti-Nab1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13506

Artikelnummer: CM0019102



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NAB1 (NGFI-A-bindendes Protein 1), validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes NAB1, einen transkriptionellen Repressor von EGR1 und EGR2. Kreuzreaktiv mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAB1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	NAB1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4664
GeneID	4664
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 189-317 des humanen NAB1 (NP_005957.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13506
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel