

Anti-Nab2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15742

Artikelnummer: CM0027528

Einführung

Hochwertiger Anti-NAB2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf menschliches und murines NGFI-A-bindendes Protein 2, einen transkriptionellen Repressor von EGR1/EGR2. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MADER; NAB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4665
Gen-ID	4665
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von menschlichem NAB2 (NP_005958.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15742
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel