


Anti-Naca Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13765

Artikelnummer: CM0015695



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NACA (NAC-alpha) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ziel ist die nascent polypeptide-associated complex subunit alpha, die am Proteintargeting und der Transkription beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NACA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSD48; NACA1; skNAC; NAC-alpha; NACA
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4666
Gen-ID	4666
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13765
Proteingewicht	23kDa
Versand	Kühltasche