


Anti-Naca Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13765

Artikelnummer: CM0007238



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NACA (Alpha-NAC, Untereinheit Alpha des nascenten Polypeptid-assoziierten Komplexes). Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für ER-Targeting- und Genregulationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NACA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HSD48; NACA1; skNAC; NAC-alpha; NACA
Spezies	Human
GeneID (Human)	4666
GeneID	4666
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-215 von humanem NACA (NP_005585.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13765
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eistasche