


Anti-Nacc1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Re7

Artikelnummer: CM0015356



Einführung

Polyklonaler Anti-NACC1-Kaninchenantikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit humanem und murinem NACC1. Geeignet für die Forschung zur transkriptionellen Repression und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NACC1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NAC1; BEND8; NAC-1; NECFM; BTBD30; BTBD14B; NACC1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	112939
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 170-340 des humanen NACC1 entspricht (NP_443108.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96RE7
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Kühlakku