

Anti-Nadph-Oxidase 4 (Nox4) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Jhi8

Artikelnummer: CM0026775

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-NOX4, geeignet für WB und ELISA. Erkennt Maus- und Ratten-NOX4, eine NADPH-Oxidase, die H₂O₂ erzeugt und an Redox-Signalisierung und zellulären Reaktionen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NADPH-Oxidase 4 (NOX4) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KOX; KOX-1; RENOX
Spezies	Maus
GeneID (Human)	50507
GeneID (Maus)	50490
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 307-424 der Maus-NADPH-Oxidase 4 (NOX4) entspricht (NP_056575.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9JHI8
Protein-Gewicht	67 kDa
Versand	Eistasche