

Anti-Nadph-Oxidase 4 (Nox4) Polyklonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph5

Artikelnummer: CM0018290

Einführung

KO-valdiertes kaninches polyklonales Antikörper gegen NADPH-Oxidase 4 (NOX4), geeignet für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Kreuzreagiert mit menschlichem, murinem und Ratten-NOX4. Ideal für Studien zu Redox-Signalisierung und oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] NADPH-Oxidase 4 (NOX4) Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	KOX; KOX-1; RENOX; 4)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	50507
GenID	50507
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 328-578 von menschlicher NADPH-Oxidase 4 (NOX4) (NP_058627.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPH5
Proteinmasse	67 kDa
Versand	Eisbeutel