

Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Gegen NADPH-Oxidase 4 (Nox4) Für Wb, IHC-P, Elisa - Q9Nph5

Artikelnummer: CM0021420

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen NADPH-Oxidase 4 (NOX4), validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Für die Erforschung von oxidativem Stress, Redox-Signalgebung und Nierenfunktion. Rekombinantes Immunogen (AS 328-578).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NADPH-Oxidase 4 (NOX4) Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	KOX; KOX-1; RENOX; NADPH oxidase 4 (NOX4)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	50507
GenID	50507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 328-578 der menschlichen NADPH-Oxidase 4 (NOX4) (NP_058627.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPH5
Proteinmasse	67 kDa
Versand	Eisbeutel