

Anti-Naga Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P17050

Artikelnummer: CM0026694



Einführung

Hochwertiger Anti-NAGA Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Zielgerichtet ist Alpha-N-Acetylgalactosaminidase, ein lysosomales Enzym, das für den Glykolipid-Stoffwechsel entscheidend ist. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAGA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GALB; D22S674; NAGA
Spezies	Human
GenID (Human)	4668
GenID	4668
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 312-411 von humanem NAGA (NP_000253.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17050
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel