

Anti-Nags Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N159

Artikelnummer: CM0014392



Einführung

NAGS Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliche, Maus- und Ratten-N-Acetylglutamat-Synthase, ein mitochondriales Harnstoffzyklus-Enzym. Ideal für die Erforschung von Stoffwechselstörungen. - Q8N159

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAGS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AGAS; ARGAs; NAGS
Spezies	Mensch
GeneID (human)	162417
GeneID	162417
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 295-534 des menschlichen NAGS (NP_694551.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N159
Protein-Gewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel