

Anti-Nags-Polyklonaler Kaninchen-Antikörper - Q8N159

Artikelnummer: CM0020472



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die humane N-Acetylglutamat-Synthase (NAGS), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Erforschung des Harnstoffzyklus und die Entwicklung diagnostischer Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAGS-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NAGS; AGAS; ARGAs; N-Acetylglutamat-Synthase
Spezies	Mensch
Gen-ID	162417
Immunogen	Rekombinantes Protein der humanen NAGS
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8N159
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku