


Anti-Naip Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q13075

Artikelnummer: CM0002357



Einführung

Hochwertiger Anti-NAIP Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für IHC-P und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem NAIP (BIRC1). Ideal für Apoptose- und Inflammasom-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAIP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BIRC1; NLRB1; psiNAIP; NAIP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4671
GenID	4671
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem NAIP (Q13075) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13075
Proteingewicht	160kDa
Versand	Eisbeutel